

Labbra ad effetto glow: protocollo personale che combina l'azione sinergica di filler e biorivitalizzazione

Roberta Fassari (1)

Ospedale San Marco, Medicina e Chirurgia, Catania, Italia (1)

Uno dei trattamenti più eseguiti nei nostri ambulatori è sicuramente il rimodellamento delle labbra con acido ialuronico. La finalità del trattamento può rivolgersi da un lato verso la ricerca di un aspetto sexy, più idratato e volumizzato, dall'altro verso la necessità di contrastare fattori endogeni ed esogeni quali crono e photoaging, abitudine tabagica ecc.

La regione periorale è infatti una delle più sensibili alla caducità del tempo: si osserva un progressivo assottigliamento del tessuto connettivo e del tessuto adiposo labiale che sommato al riassorbimento osseo mandibolare ed alveolare esita in una progressiva perdita di volume e definizione del contorno delle labbra con comparsa di rughe statiche e dinamiche.

Indipendentemente dall'eziologia, la richiesta delle pazienti invoca labbra idratate, turgide, definite, talvolta volumizzate puntando quindi al mantenimento o al restauro conservativo delle forme e delle proporzioni anatomiche naturali delle labbra.

A tal scopo si presenta una tecnica personale che vanta la sinergica azione di un filler dermico a base di acido ialuronico e di un complesso biorivitalizzante costituito da acido ialuronico non reticolato, vitamine e oligoelementi.

A tal scopo è stato impiegato un acido ialuronico che vanta precise caratteristiche: una concentrazione di 25 mg/ml, alto grado di reticolazione, alto rapporto catene molto lunghe/lunghe per poter adattare il prodotto in maniera naturale a volti con diverse caratteristiche strutturali, ed un G' elevato che ne garantisce la durata.

Il biorivitalizzante invece è una soluzione visco-elastica con un peso molecolare prossimo a quello dell'acido ialuronico endogeno, il che lo rende bio-affine con il derma e perfettamente in grado di contrastare la perdita dell'acido ialuronico stesso.

La finalità di tale associazione intende donare un effetto glow a labbra già adeguatamente e precedentemente volumizzate col filler che appariranno pertanto ancora più turgide, idratate e naturali, ed inoltre di allungare il periodo di durata del filler stesso.

Le tecniche impiegate prevengono l'utilizzo dell'ago (27-30 G) con tecnica a bolo tradizionale, lineare retrogrado ed infiltrazione verticale.

Glow effect lips: personal protocol that combines the synergistic action of fillers and biorevitalization.

One of the most performed treatments in our clinics is definitely the remodeling of the lips with hyaluronic acid. The purpose of the treatment can be on the one hand towards the search for a sexy, more hydrated and volumised look, on the other towards the need to counteract endogenous and exogenous factors such as chrono and photoaging, smoking habits, etc.

The perioral region is in fact one of the most sensitive to the transience of time: a progressive thinning of the connective tissue and of the lip adipose tissue is observed which, added to the mandibular and alveolar bone resorption, results in a progressive loss of volume and definition of the lip contour with the appearance of static and dynamic wrinkles.

Regardless of the etiology, the request of the patients calls for hydrated, turgid, defined, sometimes volumized lips, thus aiming at the maintenance or conservative restoration of the natural anatomical shapes and proportions of the lips.

For this purpose, a personal technique is presented which boasts the synergistic action of a dermal filler based on hyaluronic acid and a bio-revitalizing complex made up of non-crosslinked hyaluronic acid, vitamins and trace elements.

For this purpose, a hyaluronic acid was used which boasts precise characteristics: a concentration of 25 mg/ml, a high degree of cross-linking, a high very long/long chain ratio in order to be able to adapt the product in a natural way to faces with different structural characteristics, and a high G' which guarantees its duration.

The biorevitalizer, on the other hand, is a visco-elastic solution with a molecular weight close to that of endogenous hyaluronic acid, which makes it bio-affine with the dermis and perfectly capable of counteracting the loss of hyaluronic acid itself.

The purpose of this association intends to give a glow effect to lips already adequately and previously volumized with the filler which will therefore appear even more turgid, hydrated and natural, and also to lengthen the duration of the filler itself.

The techniques used include the use of the needle (27-30 G) with a traditional bolus technique, linear retrograde and vertical infiltration.